



FreeStyle *Libre* 3

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM
SISTEMA DE CONTROL CONTINUO DE GLUCOSA

Посібник швидкого початку | Guía de inicio
rápido English | Español



FreeStyle *Libre 3*

Посібник із швидкого старту

Огляд налаштувань

Зверніться до Посібника користувача в додатку для отримання повних інструкцій та інформації про систему.



iPhone Завантажити **FreeStyle Libre 3** з App Store

Android телефон Завантажити **FreeStyle Libre 3** з Google Play Store



1. Прикладіть датчик до тильної сторони передпліччя
2. Запустіть новий датчик за допомогою програми
3. Перевірте рівень глюкози


Після початкового періоду ви можете використовувати додаток для перевірки рівня глюкози.

Прикладіть датчик до тильної сторони передпліччя


Приготуйтеся.

1. Виберіть ділянку на тильній стороні передпліччя. Не використовуйте інші ділянки, оскільки це може призвести до неточних показників рівня глюкози.

Примітка: Уникайте шрамів, родимок, розтяжок, шишок і місць ін'єкцій інсуліну. Щоб запобігти подразненню шкіри, міняйте ділянки між нанесеннями.




2. Вимийте місце за допомогою звичайного мила, висушіть, а потім протріть спиртовою серветкою. Перед тим, як продовжити, дайте ділянці висохнути на повітрі.



3. Відкрутіть ковпачок з аплікатора датчика.

ОБЕРЕЖНО:


- НЕ використовуйте, якщо упаковка набору датчиків або аплікатор пошкоджені, або якщо тамперна етикетка вказує на те, що аплікатор вже був відкритий.
- НЕ надягайте ковпачок назад, оскільки це може пошкодити датчик.
- НЕ торкайтеся внутрішньої частини аплікатора датчика, оскільки він містить голку.




Застосувати датчик

4. Покладіть аплікатор датчика на ділянку і щільно притисніть, щоб прикріпити датчик.


УВАГА: Не натискайте на аплікатор датчика, поки він не буде розміщений на підготовленій ділянці, щоб уникнути непередбачуваних результатів або травм.



5. Обережно відтягніть сенсорний аплікатор від тіла.



6. Переконайтеся, що датчик надійно закріплений. Одягніть ковпачок на аплікатор датчика. Утилізуйте використаний аплікатор датчика відповідно до місцевих правил.



Запустіть новий датчик за допомогою програми

1. Перевірте, чи підключений ваш телефон до мережі (WiFi або стільникового зв'язку). Торкніться **Увійдіть** або **ПОЧНІТЬ ЗАРАЗ**.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Натискайте **NEXT**, щоб продовжити, доки не з'явиться екран Scan New Sensor (Сканувати новий датчик).




FreeS1yle
re 3




Вже маєте обліковий запис LibreView?

[Увійдіть](#)





iPhone



Телефон Android

2. Як відсканувати датчик

iPhone: Натисніть кнопку "Сканувати новий датчик". Торкніться датчика верхньою частиною телефону, доки не почуєте звуковий сигнал і вібрацію.

Телефон Android: Торкніться датчика тильною стороною телефону, доки не почуєте звуковий сигнал і вібрацію.

Примітка: Кожна модель телефону відрізняється. Можливо, вам доведеться повільно переміщати телефон, поки ви не навчитеся запускати сенсор.



iPhone



Телефон Android


3. Перегляньте важливу інформацію на екрані. Додаток автоматично покаже ваш рівень глюкози через 60 хвилин.

11:53

FreeStyle *Lihre 3***Важливо**


Не приймайте високі дози вітаміну С (більше 500 мг на день).

Це може призвести до помилкового підвищення показань датчика. Такі добавки, як "Airborne" або "Emergen-C", містять високі дози вітаміну С. Прочитайте етикетку всіх добавок, щоб визначити вміст вітаміну С у них.





Перевірте рівень глюкози

1. Відкрийте додаток. У додатку відображається поточний рівень глюкози. Щохвилини датчик автоматично надсилає нове значення рівня глюкози у ваш застосунок.



2. Натисніть Головне меню, щоб отримати доступ до додаткових функцій. Ви також можете переглянути показники рівня глюкози, натиснувши Додому в Головному меню.






Розуміння показників рівня глюкози

Glucose Trend Arrow


Direction your glucose is going

Arrow	What it means
↑	Glucose rising quickly
↗	Glucose rising
→	Glucose changing slowly
↘	Glucose falling
↓	Glucose falling quickly



Glucose Graph

Graph of your current and stored glucose readings




Сигнали тривоги

За замовчуванням будильники ввімкнені. Щоб змінити їхні налаштування або вимкнути будильники, виконайте такі дії.


Важливо: Сигналізація рівня глюкози є важливою функцією безпеки. Будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж вносити зміни.

Налаштування будильників


1. У Головному меню торкніться **Сигнали**.




2. Виберіть будильник, який ви хочете змінити.



3. Торкніться, щоб змінити налаштування. Після кожного вибору натискайте **ЗБЕРЕГТИ**.





(Приклад екрану для iPhone)




(Приклад екрану для телефону Android)

Використання тривоги

Відкрийте програму або натисніть кнопку Ігнорувати, щоб відключити будильник. Відкрийте програму, щоб переглянути додаткову інформацію про ваші показники.





Приклади екранів, що відображаються для iPhone.

Якщо ви виконали інструкції, описані в Посібнику користувача, але у вас все ще виникають труднощі з налаштуванням системи або якщо ви не впевнені щодо повідомлення чи показань, зверніться до свого медичного працівника.

Кругла форма корпусу датчика, FreeStyle, Libre та пов'язані з ними торгові марки є товарними знаками компанії Abbott. Інші торгові марки є власністю відповідних власників.



Зверніться до інструкції із

застосування Виробник



Abbott Diabetes Care Inc.
1360 South Loop Road
Alameda, CA 94502 USA

ART44255-001 Rev. A 04/22

